

GUIDE D'ACCES AUX EXAMENS D'IMAGERIE MEDICALE

PRISE EN MAIN RAPIDE

https://imagerie.ght44.fr

Pré-requis: être professionnel de santé

- Carte CPS avec lecteur
- Kit logiciel ASP



PREMIERE CONNEXION: CARTE CPS ou e-CPS

- Introduire votre CPS dans le lecteur ou connectez-vous à votre e-CPS
- Cliquer sur la méthode de votre choix
- Suivre les instructions



<u>NB</u>: Selon l'environnement de votre poste, une liste peut s'afficher permettant de sélectionner le certificat à utiliser : choisir votre carte CPS.

CONNEXION par Mot de Passe sans carte CPS

Après la première connexion, vous êtes invité à créer un compte pour

accéder au service

- 1. Configuration du compte
- Lors d'une connexion avec carte CPS, cocher la case :

Accéder à la gestion du compte

- Remplir le formulaire
- Cocher la case "Activer Otp" et Sélectionner le mode de reception du code de validation de connexion
- 2. Connexion :
- Sur la page d'accueil, remplir le formulaire Authentification
- Sur la fenêtre suivante saisissez le code reçu par SMS ou Mail
- Cliquer sur le bouton "Soumettre"





AJOUTER UN PATIENT A VOTRE ESPACE

➡ Ajouter un dossier			• ? Aide •
Mes dossiers			Affichage: Par code Par examen
Code	Nom	Date de naissance jj/mm/aaaa	✓ Établissement ✓
Dossier accessible 🕑 🎗 Réinitiliser les filtres			Afficher 10 v entrées
ÉTAT ; CODE ; NOM	PRÉNOM DATE NAISS.	ÉTABLISSEMENT : NIVEAU DE PAR GE : SEXE :	AJOUTÉ LE CEXPIRATION
• D 19 N'	FF 01/C	GHT44 Patient	14, 13
• ['45 LI	MAF `78	GHT44 Patient	
		Ajouter un dos	isier ×

- Cliquer sur Ajouter un dossier en haut à gauche
- Compléter les champs sur la fenêtre apparue :
 Code de partage disponible sur le compte-rendu
 Date de naissance
 Prénom

jou	ter un dossier		×
	Code de partage		
	Date de naissance jj/mm/aaaa	8	
	Prénom		

Votre patient et l'ensemble de ses examens sont maintenant disponibles sur votre espace et le resteront à chaque connexion sans avoir à saisir un nouveau code.

Vous aurez ainsi à accès à l'ensemble des examens de vos patients sous la forme d'une liste. Il vous suffit de cliquer sur le patient puis l'examen pour accéder aux images.

VISUALISER UN EXAMEN

